

NEXT ネクスト

ベーシックモデルの
機能はそのままに、
進化したニューモデル

参考基準価格：
44,000円(税込)

**NEW
MODEL**
新製品



FLAT フラット

スロープがなく、
段差の少ない病棟・
施設に対応した
ベーシックモデル

参考基準価格：
71,500円(税込)



LIGHT ライト

機能を最小限に抑え、
コストを重視した
コンパクトモデル

参考基準価格：
41,800円(税抜)



SLOPE スロープ

段差やスロープも
両手を使って安全に
搬送できる
ハイグレードモデル

参考基準価格：
97,900円(税込)




カチャっと君 every シリーズ 対応機能一覧

項目	スロープ	フラット	ネクスト	ライト
お使いの点滴台・車椅子への取り付け	○	○	○	○
点滴台のラクラク装着	○	○	○	○
点滴台の装着位置調節	○	○	○	×
装着パイプの長さ調節	○	○	×	×
平地での使用	○	○	○	○
スロープでの使用	○	×	×	×

以下に該当する点滴台及び車椅子には取付できません。

※ハンドルにブレーキがある場合やステップバーにオプションがついていると取り付けが
難しい場合があります。



よくあるご質問

Q カチャっと君everyは、なぜ車椅子に対して簡単に付け外しできないのですか？

A カチャっと君everyは、医療機器類を含め最大8kg程度の点滴台を固定することを想定しています。製品が誤って車椅子から外れてしまう等の事故を防ぐため、車椅子に対しては工具を用いてしっかりと固定しています。なお、点滴台の固定はどなたでも簡単に行えます。

Q 別の車椅子に簡単に付け替えてできないのは、不便ではないのでしょうか？

A 実際に導入いただいたご施設からは「簡単に付け替えてできるとしても、忙しい業務の中で、結局は特定の車椅子に付けっぱなしになる。それならあらかじめしっかり固定されていた方が安心」とのお声をいただいております。カチャっと君everyの要不要に応じて車椅子を使い分けていただくことにより、スムーズかつ安全な搬送が可能です。

車椅子への取付は、原則お客様によるご対応をお願いいたします。

カチャっと君 every の
デモンストレーションを随時承っております

お気軽にご相談ください

ご施設にて、カチャっと君everyを実際にお試し
いただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

※ご使用の車椅子、点滴台によってはお使いいただけない場合がございます。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

動画デモも
配信中!!



カチャっと君 every

検索

カチャっと君every ホームページ

<https://willmie.com>



製造元

WILLMIE 三重金属工業株式会社 ☎059-228-0102 [直通]

〒514-0823 三重県津市半田564-1 TEL 059-228-0101(代表) FAX 059-224-8557
<https://www.miekin.co.jp> 2026年6月作成


お使いの点滴台と車椅子で
患者さまの搬送を安全安心に

**カチャっと君
every**


willmie.com




車椅子の搬送中にこのような経験ありませんか？



医療従事者が点滴台を持って搬送の場合



患者さまが点滴台を持って搬送の場合




医療従事者2人での搬送の場合



カチャっと君 every で車椅子搬送の問題を解決!!

ご施設でお使いの点滴台と車椅子を**しっかり**固定!!

カチャっと君 every



両手でしっかり
車椅子を持てるので
安心して患者さまを
搬送して頂くことが
できます。

車椅子と点滴台を
しっかり固定!

患者さまの搬送を**安全・安心**に!!

カチャっと君 every オススメする4つの理由

1 点滴棒の直径25mmの点滴台なら
**お使いの点滴台と車椅子に
取り付け可能!!**


※点滴台・車椅子の種類によっては仕様が異なるまたは取付けが難しい場合がございます。詳しくは裏面をご覧ください。

お使いの点滴棒の直径は、このパンフレット右端のevery装着チェッカーを切り取り、寸法をご確認いただけます。



直径 25mm

2 点滴棒の装着はどなたでも簡単に!!
フタを閉めるだけでしっかり固定!!



点滴棒をセット

フタを閉めるだけ

装着はラクラク!

3 省スペースの場所や狭い通路も安心
点滴台の装着位置は可動式!!



外側

内側

搬送状況に合わせて角度の調節可能

車椅子収納時

対応モデル: フラット スロープ ネクスト

4 点滴台の大きさ・形状に合わせ
装着パイプの長さは調節可能!!

長さの調節ができますので車椅子にあたる心配はございません。



最長時

最短時

対応モデル: フラット スロープ

装着チェッカーの計測方法
お使いの点滴棒に右図のように装着チェッカーを巻いていただき、上下の赤いラインが重なれば装着可能です。

直径25mm
この部分をお使いの点滴棒に巻いてください。

お使いの点滴棒の直径をチェッカーevery装着チェッカーこの部分を切り取りご利用ください。

お使いの点滴台と車椅子で

患者さまを
安全・安心搬送!!

点滴棒を
差し込むだけの
簡単取付!

新発売特典

カチャッと君 every
ネクスト

5台購入で

1台プレゼント!!

特典台数に限りがありますので
お早めのご購入を。

特典期間

2026年12月までのご注文と
させていただきます。

NEW
新発売

使いやすさそのままにリーズナブル、進化したニューモデル!!

カチャッと君 every ネクスト



例えば

医療従事者が
点滴台を持って搬送




片手搬送



段差・スロープの心配

カチャッと君everyなら

車椅子と点滴台の片手操作が不要



例えば

患者さまが
点滴台を持って搬送



患者さまの負担



点滴台の転倒

カチャッと君everyなら

点滴台転倒リスク軽減・患者様の負担軽減

医療現場の新定番

ウィルミー製品ラインナップ



ご購入前にまずはデモンストレーションで製品をお試ください

全国
対応

無料

ウィルミー各種製品ラインナップ

デモンストレーションFAX申し込み用紙

FAX:059-224-8557

HPからデモンストレーション申し込み→
<https://willmie.com/demo>



ご希望の製品 (複数選択可)	 アンギオ 検査台用 心臓マッサージ棒 ☐	 カチャっと君 every ☐	 カチャっと君 Walker ☐	 ドレインバッグ ホルダー ☐
所属組織 (施設・会社名)				
部署				
お名前	ふりがな			
ご住所	郵便番号			
お電話				
メール				
備考				



ウィルミー製品に関するお問い合わせ・デモンストレーション申し込み

三井金属工業株式会社 〒514-0823 三重県津市半田564-1

TEL:059-228-0102 ☑ mk_medical@willmie.com

FAX:059-224-8557

本製品の仕様・形状につきましては、予告なく変更する場合がございます。

ウィルミー製品はHPでもご覧いただけます

カチャっと君

検索

<https://willmie.com>



ドレインバッグホルダー

車椅子での搬送中...

ドレインバッグの
収納・引っ掛け場所
お困りではありませんか？

ドレインバッグを
引っ掛けるだけ

ドレインバッグホルダーなら

車椅子の座面下に！



目立たないよね

車椅子の横に！



取り付け簡単!!

ドレインバッグホルダー

車椅子と点滴台を固定
カチャッと君every



車椅子搬送の新定番！
カチャッと君everyとセットで

対象: ドレインバッグ (低床用)

耐荷重: 2kg

仕様・形状につきましては、
予告なく変更する場合がございます。



三重金属工業株式会社

☎ 059-228-0102 〒514-0823 三重県津市半田564-1 FAX 059-224-8557

ウィルミー製品はHPでもご覧いただけます

カチャッと君

検索

<https://willmie.com>



アンギオ検査台・透視台上での心臓マッサージを下からサポート!!

アンギオ検査台用 心臓マッサージ棒

✓ 主な特長

心臓マッサージの効率アップ



ベッドのたわみを少なくして、
心臓マッサージの効果を高めます。

簡単取り付けで素早く対応



ワンタッチロックでヘッド部分が簡単に
上下に動き、緊急時も素早く対応できます。

医療従事者の負担軽減



これまでのマッサージ



装着後のマッサージ

ベッドを伸ばした状態でも安定するため、天板補助の人員を必要としません。

📖 専門誌Journal of Interventional Cardiologyに掲載されました。

本製品の使用により、血管からカテーテルを挿入して病気を治療するインターベンション中に心肺が停止した際に行われる、心臓マッサージの効果が高くなるとの研究成果が発表され、世界的な学術出版社ワイリーが発行する心臓インターベンション専門誌 Journal of Interventional Cardiology に掲載されました。

型式:ANG-MU21

重量: 約 4kg

お問い合わせ・お見積り・デモンストレーションは弊社までご連絡ください。



三重金属工業株式会社

☎ 059-228-0102 ✉ mk_medical@willmie.com

〒514-0823 三重県津市半田564-1 FAX 059-224-8557

製品詳細・三重大学医学部附属病院での
デモの様子はこちらからご覧いただけます！

アンギオ検査台用心臓マッサージ棒

検索

製品の詳細は、HPからご覧いただけます

<https://willmie.com>



置き場に困るコントローラーの わずらわしさを解消！ コントローラーホルダー

型式：CAI-CH11



造影剤自動注入装置を操作するハンドコントローラーを
血管造影装置や手術台のサイドレールに固定できます。



様々な形のコントローラーを
ワンタッチでしっかり固定！

コントローラーの落下防止に！



※バンドの色は写真と異なる場合がございます。色はお選びいただけませんのでご了承ください。

お問い合わせ・お見積り・デモンストレーションは弊社までご連絡ください。



三重金属工業株式会社 ☎ 059-228-0102

〒514-0823 三重県津市半田564-1 FAX 059-224-8557

✉ mk_medical@willmie.com

製品の詳細は、HPからご覧いただけます

<https://willmie.com>